

کلون و بیان مولکولی ژن رتپلاز در سلول‌های باکتری اشرشیا کلی با استفاده از پرومومتر tac

صفیه آقابداللهیان^۱، دکتر محمد رباني^۲، دکتر کامران قائدی^۳، دکتر حمید میرمحمد صادقی^۴

چکیده

مقدمه: این مطالعه با هدف کلون و بیان cDNA رتپلاز، داروی تروموبولیتیک مورد استفاده در درمان انفارکتوس میوکارد و سکته‌ی مغزی، و با کنترل پرومومتر tac در سلول‌های E. Coli طراحی شد.

روش‌ها: ژن رتپلاز با استفاده از پرایمرهای مناسب و طی واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR) تکثیر شد. محصول به دست آمده در پلاسمید pTZ57R کلون گردید. DNA به دست آمده توسط آنزیمهای محدودکننده برش داده شد و به درون وکتور بیانی pGEX-5x-1 وارد گردید. وجود قطعه‌ی واردشده در وکتور بیانی با کمک هضم آنزیمی و تعیین توالی نوکلئوتیدی تأیید شد. بیان رتپلاز موجود در سلول‌های E. Coli TOP10 با استفاده از افزودن غلظت‌های ۰/۰۵، ۰/۱ و ۱ میکرومول از (Isopropyl beta-D thiogalactopyranoside) IPTG با اثر القای بیان tac میکرومول از E. Coli TOP10 و افقه از SDS-PAGE قرار گرفت.

یافته‌ها: الکتروفورز محصول PCR و همچنین هضم آنزیمی پلاسمید pTZ57R نوترکیب، باند ۱۰۶۸ جفت بازی رتپلاز را نشان داد. آنالیز SDS-PAGE نشان دهنده یک باند پروتئین ۶۰ کیلو Daltonی بود که در اثر القای بیان tac از اثر القای بیان IPTG تولید شده بود.

نتیجه‌گیری: در این مطالعه cDNA رتپلاز با استفاده از پرومومتر tac در سلول‌های E. Coli به طور موفقیت‌آمیزی کلون و بیان شد.

وازگان کلیدی: رتپلاز، t-PA، tac، پرومومتر tac، کلون کردن، اشرشیا کلی

عوارض جانبی مثل خونریزی سیستمیک و همچنین صرفه‌ی اقتصادی تولید آن، باعث جذب تلاش‌های محققان در جهت تولید نوع نوترکیب آن شده است (۱-۷). رتپلاز در مقایسه با t-PA غیر گلیکوزیله است که نیمه عمر بالاتری دارد و در سیستم‌های متعدد باکتریایی، قارچی و حشرات بیان شده است (۸-۹). تفاوت سطح بیان پروتئین نوترکیب و مشکلات ناپایداری پروتئین تولید شده و نیز فرایندهای فرودستی باعث شده است که هر سیستم بیانی با توجه

مقدمه

Retplaz (Recombinant tissue plasminogen activator) یا r-PA از دسته‌ی داروهای تروموبولیتیک نسل سوم است که پلاسمینوژن متصل شده به فیبرین را فعال می‌کند (۱-۲). این دارو برای درمان اختلالات انسدادی به خصوص انفارکتوس میوکارد که عامل بیش از ۵۰ درصد مرگ و میرهای ناشی از حوادث قلبی عروقی است، به کار می‌رود (۳-۶). مزیت‌های بالینی r-PA (Tissue plasminogen activator) از جمله فقدان

* این مقاله ماضی پایان‌نامه‌ی دوره‌ی دکترای هرفاری داروسازی به شماره‌ی ۳۸۹۳۸۳ در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است.

^۱ دانشجوی دکترای داروسازی، گروه بیوتکنولوژی دارویی، دانشکده‌ی داروسازی و علوم دارویی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

^۲ استاد، گروه بیوتکنولوژی دارویی، دانشکده‌ی داروسازی و علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

^۳ استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده‌ی علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

نویسنده‌ی مسؤول: دکتر حمید میرمحمد صادقی

و TOP10 از شرکت سیناژن ایران خریداری شدند. آنزیم‌های باکتریایی، پرایمرها، مواد شیمیایی و پلاسمیدها، آنزیم‌های محدودکننده، مواد مورد استفاده در Sodium dodecyl sulfate (SDS-PAGE) و دیگر آنزیم‌ها و مواد مورد استفاده نیز از شرکت Fermentase خریداری شدند. پرایمرهای مورد استفاده در واکنش زنجیرهای پلیمراز (Polymerase chain reaction) یا PCR از فناوری کوثر ایران خریداری شدند.

r-PA cDNA تکثیر و کلونینگ

pETret، پلاسمید نوترکیب حاوی cDNA رتپلاز، به عنوان الگو در واکنش تکثیر ژن توسط PCR استفاده شد. واکنش PCR با کمک پرایمرهای طراحی شده با توالی نوکلئوتیدی:

Forward primer:

5' CGGCGCGGATCCCCATGTCTTACCAAG
GAAACAGTGACTGCTAC3'

Reverse primer:

5' GAACCGCTCGAGTCACGGTCGCATGTT
GTCACGAATCCAG3'

در حجم کلی ۵۰ میکرولیتر و طبق سیکل دمایی شامل مرحله‌ی دناتوراسیون در ۹۴ درجه‌ی سانتی‌گراد به مدت ۵ دقیقه و به دنبال آن ۳۰ سیکل ۹۴ درجه‌ی سانتی‌گراد به مدت ۱ دقیقه، ۵۵ درجه‌ی سانتی‌گراد به مدت ۲ دقیقه، ۷۲ درجه‌ی سانتی‌گراد به مدت ۳ دقیقه و یک سیکل ۷۲ درجه‌ی سانتی‌گراد به مدت ۱۵ دقیقه انجام شد. محصول PCR استخراج شد و با استفاده از کیت (Fermentas, Poland) Ins T/A clone pTZ57R وارد شد.

پس از آن به روش شوک حرارتی (۱۴) در سلول‌های باکتری E. Coli XL1-blue ترانسفورم گردید. سپس پلاسمیدهای حاصل از کلونی‌های به دست آمده،

به قابلیت‌های بیانی ویژه‌ای که دارد، مورد استفاده قرار گیرد. مطالعات قابل توجهی در زمینه‌ی بیان t-PA نوترکیب در سیستم‌های باکتریایی مثل E. Coli (Escherichia coli) پلاسمیدهای کلونینگ و بیانی متعدد و نیز شرایط بیان روی بازده و ویژگی‌های رتپلاز تولید شده مؤثر هستند. یکی از قوی‌ترین پرموتورها در E. Coli پرموتور tac است که هیبریدی از پرموتورهای trp و lac UV5 می‌باشد (۱۰-۱۱) و کارایی آن ۲ تا ۳ برابر بیشتر از پرموتور trp و ۷ بار بیشتر از پرموتور lac UV5 است. این پرموتور توسط رپرسور lac سرکوب می‌شود و با (Isopropyl beta-D thiogalactopyranoside) IPTG القا می‌گردد.

از ویژگی‌های پروتئین بیان شده‌ی تحت کنترل این پرموتور، حالت هم‌جوش بودن محصول با پروتئین gst (Glutathione S-transferase) است. این مسئله سبب تسهیل در فرایند خالص‌سازی می‌گردد (۱۰، ۱۲). با توجه به معاییت همچون گلیکوزیله شدن محصول و کلیرانس سریع آن از خون، آلوودگی محصول با ویروس‌ها و بالا بودن هزینه‌های خالص‌سازی محصول که هر کدام از سیستم‌های مورد استفاده در مطالعات قبل داشته‌اند (۱، ۴، ۸) و نیز با در نظر گرفتن مزایای بیان در سیستم‌های باکتریایی مانند عدم گلیکوزیل‌اسیون محصول، کشت سریع، هزینه‌ی کمتر فرایندهای پایین دستی و در نتیجه‌ی آن صرفه‌ی اقتصادی تولید (۴)، در این مطالعه ژن r-PA با استفاده از پرموتور tac در سلول‌های E. Coli کلون و بیان شد (۱۳).

روش‌ها

BL21 (DE3) E. Coli XL1-blue گونه‌های باکتریایی

نوترکیب به فلاسک حاوی ۱۵ میلی لیتر از محیط کشت LB تازه و حاوی آنتی بیوتیک منتقل شد.

سلول‌ها تا زمانی که به $0.4-0.5$ OD₆₀₀ برسند با سرعت ۱۸۰ دور در دقیقه Shake شدن. سپس جهت بیان بالای پروتئین نوترکیب با افزودن IPTG با غلظت‌های 0.05 ، 0.1 میکرومول بیان ژن القا گردید. محیط‌های کشت دوباره در ۳۷ درجه‌ی سانتی گراد انکوبه شدن و OD₆₀₀ آن‌ها طی فواصل ۱ تا ۴ ساعت اندازه‌گیری شد.

به دنبال هر مرحله، ۱/۵ میلی لیتر از محیط مربوط به عنوان نمونه با سرعت ۴۰۰۰ دور در دقیقه سانتی‌فیوژر شد و پلت‌های حاصل بار دیگر در ۱۰۰ میکرولیتر محلول PBS (Phosphate buffered saline) میلی‌مول 0.75 ، میلی‌مول 0.1 NaCl، میلی‌مول $1/7$ Na₂HPO₄ و $7/2$ KH₂PO₄ و $7/2$ Tris-HCl (Sodium dodecyl sulfate) میلی‌مول Bromophenol blue و β -mercaptoethanol میلی‌مول درصد 0.5 pH = ۷/۲ درصد با 0.5 سوسپانسیون و به مدت ۵ دقیقه در دمای ۱۰۰ درجه‌ی سانتی گراد حرارت داده شد. پس از آن ۲۰ میکرولیتر از هر نمونه بر روی ژل SDS-polyacrylamide الکتروفورز گردید.

یافته‌ها

اندازه‌ی محصول PCR به دست آمده 1068 جفت باز و مطابق با طول cDNA رتپلاز بود (شکل ۱). cDNA رتپلاز در وکتور pTZ57R وارد شد و جهت ترانسفورماسیون سلول‌های E. Coli XL1 blue مورد استفاده قرار گرفت. جهت تأیید حضور cDNA رتپلاز در پلاسمیدهای نوترکیب به دست آمده از

بر طبق دستورالعمل کیت Aurum plasmid min (Roche, Germany) استخراج شدند.

ساخت وکتور بیانی نوترکیب

پلاسمید نوترکیب PTZ57R/r-PA و وکتور بیانی pGEX-5x-1 به طور جداگانه با آنزیم‌های محدودکنندهٔ BamHI و XhoI هضم آنزیمی شدند. وکتور بیانی pGEX-5x-1 برش داده شده استخراج گردید و پس از آن، انتهای '۵ آن با استفاده از آلکالین فسفاتاز دفسفریله شد. cDNA رتپلاز حاصل از هضم آنزیمی PTZ57R/r-PA نیز استخراج گردید و تعیین مقدار شد و به درون وکتور بیانی pGEX-5x-1 برش داده شده، وارد گردید. محصول به دست آمده در سلول‌های E. Coli BL21 (DE3) ترانسفورم شد. پلاسمید نوترکیب حاصل با روش هضم آنزیمی توسط آنزیم‌های برشی BamHI و XhoI، و تعیین توالی DNA تأیید گردید.


E. Coli

پلاسمید نوترکیب حاصل، (pGEX-5x-1/r-PA) rpGEX در سلول‌های E. Coli TOP10 به روش کلسیم کلراید ترانسفورم شد. پلاسمید pGEX-5x-1 برای ترانسفورم کردن سلول‌های TOP10 به عنوان شاهد منفی به کار رفت. سلول‌های ترانسفورم شده بر روی محیط کشت agar LB حاوی ۱۰۰ میلی‌گرم در میلی لیتر آمپیسیلین (Roche, Germany) و در ۳۷ درجه‌ی سانتی گراد رشد داده شدند. یکی از کلونی‌های حاصل در ۵ میلی لیتر محیط LB تلقیح گردید. پس از کشت شبانه، ۲۰۰ میکرولیتر از آن به فلاسک حاوی ۱۵ میلی لیتر از محیط کشت LB تازه و حاوی آمپیسیلین منتقل گردید.

علاوه بر آن، ۲۰۰ میکرولیتر از کشت شبانه‌ی

پلاسمید نوترکیب pTZ57R و همچنین وکتور XbaI-1 pGEX-5x-1 با آنزیم‌های محدود کننده‌ی HinfI و BamHI برش داده شدند. پس از آن cDNA رتپلاز حاصل از برش به دو سر وکتور بیانی برش داده شده متصل گردید. حاصل هضم آنزیمی پلاسمیدهای نوترکیب pGEX-5x-1 حاصل از ترانسفورماسیون با آنزیم EcoRI، نمونه‌هایی با باند ۴۷۲ جفت بازی بود که صحیح قرار گرفتن ژن وارد شده را تأیید کرد. رتپلاز یک پروتئین با وزن مولکولی ۳۹ کیلو Dalton است که به علت بیان هم‌زمان پروتئین GST به صورت یک باند ۶۰ کیلو Daltonی بیان شد.


آنالیز SDS-PAGE نمونه‌ها نشان داد که بیان پروتئین هدف با همه‌ی غلظت‌های IPTG القا شده است (شکل ۳).



شکل ۳. آنالیز SDS-PAGE محصول القا. بیان رتپلاز با ۱ میلی مول (Isopropyl beta-D thiogalactopyranoside) IPTG به مدت ۴ ساعت در دمای ۳۷ درجه‌ی سانتی‌گراد. ستون ۱: pGEX-5x-1

مدت ۲ ساعت در دمای ۳۷ درجه‌ی سانتی‌گراد. ستون ۲: rpGEX-5x-1- TOP10 انکوبه شده در دمای ۳۷ درجه‌ی سانتی‌گراد به ترتیب به مدت ۵-۰ ساعت (فلش باند پروتئین هم‌جوش رتپلاز-GST را نشان می‌دهد)، ستون ۷: TOP10 rpGEX-5x-1- TOP10 القا نشده، ستون ۸: باکتری TOP10 در دمای ۳۷ درجه‌ی سانتی‌گراد و ستون ۹: مارکر پروتئینی


هضم آنزیمی با آنزیم محدود کننده‌ی SacI استفاده شد. باندهای ۷۵۰ و ۲۸۵۰ جفت بازی مشاهده شده نشان‌دهنده‌ی حضور cDNA رتپلاز در جهت مناسب در پلاسمیدها بود (شکل ۲).



شکل ۱. الکتروفورز ژل آگاروز cDNA رتپلاز حاصل از واکنش (Polymerase chain reaction) PCR

ستون ۱: مارکر ۱۰۰ جفت بازی

ستون ۲: فلش باند مورد نظر محصول PCR را نشان می‌دهد (a) ۱۰۶۸ جفت باز (b)



شکل ۲. هضم آنزیمی cDNA رتپلاز توسط آنزیم SacI

ستون ۱: مارکر ۱۰۰ جفت بازی

ستون ۲: محصول برش داده شده با آنزیم SacI را نشان می‌دهد (a) ۷۵۰ و ۲۸۵۰ جفت باز (b)

و نیز مطالعه‌ی Liao و همکاران جهت انجام فرایند کلون کردن از وکتورهای نوع T استفاده شد (پلاسمیدهای pTZ57R و PMD18) (۲۱). این پلاسمیدها یک نوکلئوتید تیمیدین اضافی در انتهای ۳' T/A cloning خود دارند و در نتیجه می‌توانند با روش PCR نمی‌توان قطعه‌ی مناسب را برای عمل Ligation به دست آورد روش انتخابی کلون کردن است (۲۲).

در این مطالعه ما از وکتور بیانی pGEX-5x-1 که tac دارای پروموتور tac بود، استفاده کردیم. پروموتور tac هیبریدی از پروموتورهای trp و lac UV5 می‌باشد. در این پروموتور قطعه‌ی DNA بالادست ناحیه‌ی ۲۰- که مربوط به محل شروع ترجمه است، از پروموتور trp و قطعه‌ی DNA فروdest ناحیه‌ی ۲۰- از پروموتور lac UV5 گرفته شده است. همچنین این پروموتور علاوه بر توالی ۳۵، دارای جعبه‌ی Pribnow نیز می‌باشد (۱۰، ۱۲).

پروموتور tac یکی از قوی‌ترین پروموترهایی است که تاکتون در سلول‌های باکتری E. Coli شناخته شده است (۱۱) و کارایی آن ۲ تا ۳ برابر بیشتر از پروموتور trp و ۷ بار بیشتر از پروموتور lac UV5 می‌باشد. بیان ژن تحت کنترل این پروموتور، با رپرسور lac سرکوب می‌شود و توسط IPTG الگا می‌گردد. بنابراین پروموتور tac برای بیان بالا و کنترل شده‌ی ژن‌های خارجی در E. Coli مناسب است (۲۴).

همچنین وکتور بیانی 1- pGEX- 5x- gst در ابتدای محل اتصال قطعه‌ی ورودی است. این سیستم پروتئینی هم‌جوش به طور گستردگی جهت بیان در سطح بالا و خالص‌سازی سریع و مؤثر پروتئین‌های

بحث

هدف از انجام این مطالعه، کلون و بیان رتپلاز در E. Coli تحت کنترل پروموتور tac بود. رتپلاز پروتئینی تک زنجیره‌ای و حاصل موتاسیون حذفی t-PA است (۴، ۲). این پروتئین شامل ۳۵۵ اسید آمینه با وزن مولکولی ۳۹ کیلو Dalton می‌باشد. دمین‌های پروتئاز و Kringle II موجود در t-PA در رتپلاز حفظ شده‌اند؛ بنابراین رتپلاز دارای خاصیت آنزیمی مشابهی با t-PA می‌باشد (۱۵). در مقایسه با t-PA رتپلاز نیمه عمر بالاتر، عوارض جانبی کمتر و روش تجویز آسان‌تری دارد (۷، ۲) و برای درمان اختلالات انسدادی ریه‌ها، قلب و مغز به کار می‌رود (۳-۶).

پروتئین t-PA در سیستم‌های مختلفی مثل سیستم‌های باکتریایی، قارچی، حشره، مخمر، سلول تخدمان همستر چینی و رده‌ی سلولی پستانداران بیان شده است (۱۶-۱۷، ۸-۹، ۴). بیان پروتئین در رده‌ی سلولی پستانداران با گلیکوزیل‌اسیون همراه است که منجر به حذف سریع دارو می‌شود (۱). همچنین به علت تاخوردگی اشتباه، ترشح پایین به محیط کشت و میزان بالای گلیکوزیل‌اسیون، سلول‌های مخمر مثل Saccharomyces cervisiae و سلول‌های حشره میزبان مناسبی برای آن نیستند (۱۸-۱۹).

بیان رتپلاز در سلول‌های CHO با مشکلاتی چون پیچیدگی مراحل استخراج و خطر آلودگی ویروسی همراه است (۲۰). ولی بیان در سیستم‌های باکتریایی دارای مزیت‌هایی است که از آن جمله می‌توان به عدم گلیکوزیل‌اسیون محصول، کشت سریع، هزینه‌ی کمتر فرایندهای پایین دستی و در نتیجه‌ی آن صرفه‌ی اقتصادی تولید را ذکر کرد (۴).

بر خلاف سایر مطالعات انجام شده، در این مطالعه

۴۰ کیلودالتونی مشاهده شد (۱۵)، که به علت بیان یک پروتئین هم‌جوش رتپلاز- هیرودین بود.

نتیجه‌گیری

در این مطالعه cDNA رتپلاز با استفاده از پرومومتر tac با موفقیت کلون و بیان شد. وکتور القاشه را می‌توان برای بررسی‌های آتی بیان رتپلاز در E. Coli به کار برد.

تشکر و قدردانی

این پژوهه تحت حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام گرفت. بدین‌وسیله از خانم مؤذن به علت کمک و همکاری ایشان در انجام این طرح سپاسگزاری می‌نماییم.

هم‌جوشی که در سلول‌های باکتریایی بیان می‌شوند، به کار می‌رود (۲۵-۲۷).

این سیستم بیانی دارای محل‌های شکست خاصی است که تحت اثر آنزیم پروتئاز قرار می‌گیرند و در نتیجه پروتئولیز پروتئین‌های هم‌جوش باکتریایی را تسهیل می‌کنند (۲۵).

نتایج مطالعه‌ی ما بیان‌گر بیان یک پروتئین ۶۰ کیلودالتونی بود، در صورتی که در مطالعات دیگر یک باند ۳۹ کیلودالتونی گزارش شده است (۱۳، ۲۱، ۲۳). این تضاد به دلیل بیان هم‌زمان پروتئین GST می‌باشد که توالی مربوط به آن به طور دقیق قبل از محل اتصال قطعه‌ی DNA است که ما وارد کردیم. در مطالعه‌ی Gao و همکاران یک باند پروتئینی

References

1. Mattes R. The production of improved tissue-type plasminogen activator in Escherichia coli. *Semin Thromb Hemost* 2001; 27(4): 325-36.
2. Ellis K, Brener S. New fibrinolytic agents for MI: as effective as current agents, but easier to administer. *Cleve Clin J Med* 2004; 71(1): 23-5, 29-30.
3. Davami F, Sardari S, Majidzadeh A, Hemayatkar M, Barkhordari F, Enayati S, et al. A novel variant of t-PA resistant to plasminogen activator inhibitor-1; expression in CHO cells based on in silico experiments. *BMB Rep* 2011; 44(1): 34-9.
4. Mandi N, Sundaram KR, Tandra SK, Bandyopadhyay S, Padmanabhan S. Asn and asn: critical residues for in vitro biological activity of reteplase. *Adv Hematol* 2010; 2010: 172484.
5. Simpson D, Siddiqui MA, Scott LJ, Hilleman DE. Spotlight on reteplase in thrombotic occlusive disorders. *BioDrugs* 2007; 21(1): 65-8.
6. Simpson D, Siddiqui MA, Scott LJ, Hilleman DE. Reteplase: a review of its use in the management of thrombotic occlusive disorders. *Am J Cardiovasc Drugs* 2006; 6(4): 265-85.
7. Manosroi J, Tayapiwatana C, Gotz F, Werner RG, Manosroi A. Secretion of active recombinant human tissue plasminogen activator derivatives in Escherichia coli. *Appl Environ Microbiol* 2001; 67(6): 2657-64.
8. Bass SH, Yansura DG. Application of the E. coli trp promoter. *Mol Biotechnol* 2000; 16(3): 253-60.
9. Khan SR, Gaines J, Roop RM, Farrand SK. Broad-host-range expression vectors with tightly regulated promoters and their use to examine the influence of TraR and TraM expression on Ti plasmid quorum sensing. *Appl Environ Microbiol* 2008; 74(16): 5053-62.
10. de Boer HA, Comstock LJ, Vassar M. The tac promoter: a functional hybrid derived from the trp and lac promoters. *Proc Natl Acad Sci U S A* 1983; 80(1): 21-5.
11. Mulligan ME, Brosius J, McClure WR. Characterization in vitro of the effect of spacer length on the activity of Escherichia coli RNA polymerase at the TAC promoter. *J Biol Chem* 1985; 260(6): 3529-38.
12. Bagdasarian MM, Amann E, Lurz R, Ruckert B, Bagdasarian M. Activity of the hybrid trp-lac (tac) promoter of Escherichia coli in Pseudomonas putida. Construction of broad-host-range, controlled-expression vectors. *Gene* 1983; 26(2-3): 273-82.
13. Sadeghi HM, Rabbani M, Rismani E, Moazen F, Khodabakhsh F, Dormiani K, et al. Optimization of the expression of reteplase in Escherichia coli. *Res Pharm Sci* 2011; 6(2): 87-92.
14. Sambrook J, Fritsch EF, Maniatis T. Molecular cloning: a laboratory manual. 2nd ed. New York, NY: Cold Spring Harbor Laboratory; 1989.

- 15.** Gao L, Zhang C, Li L, Liang L, Deng X, Wu W, et al. Construction, expression and refolding of a bifunctional fusion protein consisting of C-terminal 12-residue of hirudin-PA and reteplase. *Protein J* 2012; 31(4): 328-36.
- 16.** Baruah DB, Dash RN, Chaudhari MR, Kadam SS. Plasminogen activators: a comparison. *Vascul Pharmacol* 2006; 44(1): 1-9.
- 17.** Rouf SA, Moo-Young M, Chisti Y. Tissue-type plasminogen activator: characteristics, applications and production technology. *Biotechnol Adv* 1996; 14(3): 239-66.
- 18.** Ogrydziak DM. Yeast extracellular proteases. *Crit Rev Biotechnol* 1993; 13(1): 1-55.
- 19.** Furlong AM, Thomsen DR, Marotti KR, Post LE, Sharma SK. Active human tissue plasminogen activator secreted from insect cells using a baculovirus vector. *Biotechnol Appl Biochem* 1988; 10(5): 454-64.
- 20.** Griffiths JB, Electricwala A. Production of tissue plasminogen activators from animal cells. *Adv Biochem Eng Biotechnol* 1987; 34: 147-66.
- 21.** Liao JM, Zhang J, Shen ZL. Cloning and expression of tissue-type plasminogen activator mutant reteplase(r-PA) in E. coli. *Pharmaceutical Biotechnology* 2002; 9(2): 94-8.
- 22.** Holton TA, Graham MW. A simple and efficient method for direct cloning of PCR products using ddT-tailed vectors. *Nucleic Acids Res* 1991; 19(5): 1156.
- 23.** Sadeghi HM, Ahmadi R, Aghaabdalhian S, Mofid MR, Ghaemi Y, Abedi D. Molecular cloning of gluconobacter oxydans DSM 2003 xylitol dehydrogenase gene. *Res Pharm Sci* 2011; 6(1): 51-5.
- 24.** Amann E, Brosius J, Ptashne M. Vectors bearing a hybrid trp-lac promoter useful for regulated expression of cloned genes in Escherichia coli. *Gene* 1983; 25(2-3): 167-78.
- 25.** Guan KL, Dixon JE. Eukaryotic proteins expressed in Escherichia coli: an improved thrombin cleavage and purification procedure of fusion proteins with glutathione S-transferase. *Anal Biochem* 1991; 192(2): 262-7.
- 26.** Frangioni JV, Neel BG. Solubilization and purification of enzymatically active glutathione S-transferase (pGEX) fusion proteins. *Anal Biochem* 1993; 210(1): 179-87.
- 27.** Smith DB, Johnson KS. Single-step purification of polypeptides expressed in Escherichia coli as fusions with glutathione S-transferase. *Gene* 1988; 67(1): 31-40.

Molecular Cloning and Expression of Reteplase in Escherichia Coli Using tac Promoter

Safieh Aghabdollahian¹, Mohammad Rabbani PhD², Kamran Ghaedi PhD³,
Hamid Mir Mohammad Sadeghi PhD²

Abstract

Background: This study was aimed to clone and express the reteplase complementary deoxyribonucleic acid (cDNA), a thrombolytic agent used for the treatment of acute myocardial infarction and stroke, in *Escherichia coli* using tac promoter.

Methods: Reteplase cDNA was amplified using polymerase chain reaction (PCR) with designed primers. The product was then cloned into *pTZ57 plasmid*. The cloned DNA was digested out and ligated into pGEX-5x-1 expression vector. The presence of the insert was confirmed by restriction digestion and determination of the nucleotide sequence. By using 0.2, 0.5, and 1 mM isopropyl beta-D thiogalactopyranoside (IPTG), reteplase was induced in *escherichia coli* TOP10 cells and analyzed by SDS-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE).

Findings: Electrophoresis of PCR product as well as double digested recombinant *pTZ57 plasmid* showed a 1068 base pair band of reteplase. SDS-PAGE analysis showed a 60 kilodalton band of protein product induced by IPTG.

Conclusion: In the present study, reteplase cDNA was successfully cloned and expressed using tac promoter. This vector was used for the optimization of the expression of reteplase in *escherichia coli*.

Keywords: Reteplase, Tissue plasminogen activator, Genetic promoter regions, Molecular cloning, *Escherichia coli*

* This paper is derived from a Pharm D thesis No. 389383 in Isfahan University of Medical Sciences.

¹ Pharm D Student, Department of Pharmaceutical Biotechnology, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

² Professor, Department of Pharmaceutical Biotechnology, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

³ Assistant Professor, Department of Biology, School of Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran

Corresponding Author: Hamid Mir Mohammad Sadeghi PhD, Email: h_sadegh@pharm.mui.ac.ir